

BÀN CHẢI ĐÁNH RĂNG CS 5460 SERIES



CS 5460 Ortho

- 5460 sợi tơ Curen mềm mại, đường kính 0.1mm.
- Làm sạch **mắc cài, răng, nướu** cho người niềng răng.



CS 5460 Ultra Soft

- Tay cầm **bát giác** hỗ trợ chải răng đúng kỹ thuật.
- Tiêu chuẩn vàng, dòng bàn chải được yêu thích nhất.

BÀN CHẢI CHUYÊN DỤNG

CS 1006, CS 708 là bàn chải chuyên dụng, với đầu bàn chải nhỏ dễ dàng len lõi để vệ sinh răng hàm, vị trí khó tiếp cận của mắc cài, dây cung, implant,...



- CS 1006 vệ sinh từng chiếc răng, viên nướu.
- CS 708 với đầu bàn chải có thể bẻ cong, chuyên làm sạch **răng implant, răng sứ, mắc cài**.
- Sợi Curen mềm, chăm sóc răng đeo mắc cài, răng implant nhẹ nhàng, không gây tổn thương.

CS 1006 single

CS 708 implant, ortho

CS 12460 Velvet Ultra Soft



- Dành cho người dùng đã có kỹ thuật, sẵn sàng trải nghiệm dòng lông bàn chải Curen mới, mềm hơn, mỏng hơn.
- 12,460 sợi Curen có đường kính 0.08mm.
- Phù hợp với người có răng nướu siêu nhạy cảm: phụ nữ sau sinh,...



CURAPROX KEM ĐÁNH RĂNG ENZYCAL

Curaprox Enzycal được bổ sung thành phần Enzyme, hỗ trợ quá trình tái khoáng men răng, tăng cường Calcium cho răng thêm chắc khỏe.

Curaprox Enzycal là sản phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng nên trong thành phần hoàn toàn không chứa chất tẩy tạo bọt SLS.



enzycal 1450

- 1450 ppm natri fluoride.
- Dùng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi trở lên.
- RDA 60 (Chỉ số mài mòn).

enzycal 950

- 950 ppm natri fluoride.
- Dùng cho cả gia đình. Trẻ từ 2-6 tuổi dùng lượng nhỏ.
- RDA 30.

enzycal zero

- Không chứa natri fluoride
- Dùng cho người lớn và trẻ em từ 6 tuổi.
- RDA 60.

BE YOU



- 6 mùi hương ngọt ngào, cho việc chải răng thú vị hơn.
- Xylitol tạo nên vị ngọt nhẹ nhàng đồng thời hỗ trợ làm chắc răng, bảo vệ răng khỏi vi khuẩn.
- Chứa 950ppm natri fluoride, giúp ngăn ngừa và phục hồi sâu răng.
- Hỗ trợ làm trắng răng tự nhiên.

BÀN CHẢI KẼ RĂNG - CPS

BÍ MẬT BÀN CHẢI KẼ RĂNG

Bí quyết để có được sự sạch sẽ, đặc biệt ở những khoảng hẹp khó tiếp cận giữa các răng là gì?

Sợi siêu mịn, siêu dài, siêu đàn hồi. Làm sạch nhẹ nhàng, hiệu quả chỉ bằng một thao tác chải. Một lần một ngày.



BÀN CHẢI KẼ RĂNG HOÀN HẢO CHO BẠN

Curaprox CPS có bàn chải kẽ răng phù hợp cho mọi tình trạng răng: răng tự nhiên, răng niềng, implant, kẽ răng hẹp/ rộng, mào răng, cầu răng, răng sau phẫu thuật,...



- Tay cầm UHS 409, UHS 470 với chất liệu nhựa ABS an toàn.
- Lõi thép không gỉ, mỏng, dai, không làm thưa kẽ răng.
- Sợi lông Curen bền và chắc, đánh bay mảng bám kẽ răng.
- CPS Prime: size 0,6mm - 1,1mm cho mọi kích thước kẽ răng thông thường. CPS Ortho: vệ sinh kẽ dây cung, mắc cài. CPS Implant: vệ sinh răng implant, răng sau điều trị nha chu.

BÀN CHẢI ĐIỆN HYDROSONIC PRO



3

Chế độ làm sạch



Pin sạc, dùng 2 tuần

03 đầu bàn chải thay thế, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng: Power, Sensitive, Single.

Curaprox Hydrosonic Pro mang đến cho bạn sự chăm sóc răng, nướu chất lượng.

- Góc nghiêng Curacurve: Dễ dàng tiếp cận những vị trí khó: sau răng hàm, mặt trong răng cửa.
- Động cơ mạnh mẽ đạt đến 84,000 dao động/phút, gồm 3 chế độ làm sạch: Start, Clean, Smile.

CẠO LƯỚI - CTC



- Đơn giản nhưng hiệu quả.
- Gồm 2 mẫu: CTC 201 và CTC 202.
- Gồm 01 hoặc 02 đầu cạo, phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Mẹo phòng ngừa

Lưỡi tích tụ quá nhiều mảng bám có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe. Làm sạch lưỡi là một phần của vệ sinh răng miệng hàng ngày.

CURAPROX



N.K.LUCK Việt Nam tự hào là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trên 25 năm trong ngành Nha Việt Nam.

Chúng tôi mang trong mình sứ mệnh bảo vệ an toàn và là đối tác trọn đời của nhiều phòng khám nha khoa.



VUI KHỎE chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc răng miệng dành cho gia đình. Với mong muốn đem lại nụ cười vui, sức khỏe dài lâu cho bạn, Vui Khỏe luôn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.



N.K.LUCK VIỆT NAM

📍 Trụ sở: 781/A12 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

☎ Điện thoại: 028.38620090

✉ E-mail: contact@nkluck.com

🌐 Website: www.nkluck.vn



CURAPROX

by N.K.LUCK Vietnam



🇨🇭 Chăm sóc răng miệng cao cấp đến từ Thụy Sĩ



DÀNH CHO TRẺ EM

KEM ĐÁNH RĂNG

0-2 tuổi

Từ khoảng khắc bé mọc chiếc răng đầu tiên, những chiếc răng đó cần được vệ sinh ít nhất 1 lần/ngày.

Chải 1-2 lần/ngày
Chứa 500ppm fluoride

2-6 tuổi

Từ 2-3 lần/ngày,
chứa 1000ppm fluoride

Từ 6 tuổi trở lên

Từ 2-3 lần/ngày, chứa
1000 - 1450ppm fluoride



Curaprox Kids

BÀN CHẢI

Curaprox baby

- Được thiết kế dành cho trẻ từ 0 đến 4 tuổi.
- 4260 sợi Curen mềm mại, đường kính 0,09mm.
- Không gây nguy hiểm nhờ kích thước nhỏ và đầu bàn chải cao su.



Curaprox kids

- Dành cho trẻ từ 4-12 tuổi.
- 5500 sợi Curen mềm mại, đường kính 0,09mm.
- Nhiều màu sắc phù hợp với sở thích của trẻ.
- Lượng sợi to dày đặc, gần như không thể biến dạng.

